



No: 20195-036

## Pinza bipolare classica, angolata

### Dimensioni e peso

Punta	punta 0,4 mm, molto fine
Lunghezza	165 mm
Lunghezza di presa	6 mm

### Funzioni di base

Forma / Caratteristica	angolato
------------------------	----------

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Capacità elettrica massima	0.5 kVp
Unità per confezione	1 pezzo/pezzi