

No: 20194-088

Cavo per elettrodi neutri



Dimensioni e peso

Lunghezza cavo	5 m
----------------	-----

Funzioni di base

Compatibilità	VIO, ICC, ACC, Serie T
---------------	------------------------

Connessione	Standard
-------------	----------

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
---------------------------	-----------

Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C
------------------------------	------------

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzi
----------------------	---------

Capacità elettrica massima	0.5 kVp
----------------------------	---------