


No: 20402-040

Criosonda flessibile



Dimensioni e peso

Dimensioni	Ø 1,9 mm
Lunghezza	1150 mm

Funzioni di base

Flessibilità	flessibile
--------------	------------

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	Ila
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
----------------------	---------------