

No: 21191-104



## Elettrodo a spatola, flessibile

- La giusta forma e dimensione per ogni intervento
- Utilizzato in tutte le discipline chirurgiche specialistiche a cielo aperto
- L'intera gamma è disponibile nella versione da 4mm e da 2,4mm

### Dimensioni e peso

Dimensioni	2 x 18 mm
Diametro stelo	2.4 mm
Lunghezza	80 mm

### Funzioni di base

Forma / Caratteristica	retto/retta
Compatibilità	VIO, ICC, ACC
Flessibilità	flessibile
Colore	nero

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	5 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	4.3 kVp