


No: 21191-132

Elettrodo a sfera



- La giusta forma e dimensione per ogni intervento
- Utilizzato in tutte le discipline chirurgiche specialistiche a cielo aperto
- L'intera gamma è disponibile nella versione da 4mm e da 2,4mm

Dimensioni e peso

Diametro stelo	2.4 mm
Lunghezza	190 mm
Dimensioni	ø 8 mm

Funzioni di base

Forma / Caratteristica	curvo
Compatibilità	VIO, ICC, ACC
Flessibilità	rigido
Colore	nero

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
----------------------	---------------

Capacità elettrica massima

4.3 kVp