

No: 21191-131

## Elettrodo a sfera



- La giusta forma e dimensione per ogni intervento
- Utilizzato in tutte le discipline chirurgiche specialistiche a cielo aperto

### Dimensioni e peso

Diametro stelo	2.4 mm
Lunghezza	115 mm
Dimensioni	ø 4 mm

### Funzioni di base

Forma / Caratteristica	curvo
Compatibilità	VIO, ICC, ACC
Flessibilità	rigido
Colore	nero

### Superficie

Isolamento	isolato/isolata
------------	-----------------

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	1 kVp