

No: 20195-490

## Pinza bipolare classica, angolata



### Dimensioni e peso

Punta	punta 1 mm, smussa
Lunghezza	190 mm

### Funzioni di base

Forma / Caratteristica	angolato
------------------------	----------

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	I Ib
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	0.5 kVp