


No: 20132-221

Sonda FiAPC 2200 A



- Nessun ricondizionamento della sonda o del cavo
- Minori costi per ogni applicazione della procedura APC
- Nessuna sostituzione del filtro del gas
- Plug & Play: inserite la spina e lo strumento è pronto per eseguire la procedura.
- Maggiore sicurezza contro la contaminazione crociata

Dimensioni e peso

Dimensioni	ø 2,3 mm
Lunghezza	2.2 [Meter]

Funzioni di base

Flessibilità	flessibile
Forme di scarico	A = Erogazione assiale
Forma / Caratteristica	A
Compatibilità	[APC 300, APC 2, APC 3]

Pulizia e disinfezione

Prodotto monouso	si
In confezione sterile	Ossido di Etilene

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Capacità elettrica massima	5 kVp
Unità per confezione	10 pezzo/pezzi