

No: 20190-082

## Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti



### Dimensioni e peso

Lunghezza cavo	senza cavo di connessione
Diametro stelo	2 mm

### Funzioni di base

Compatibilità	VIO, ICC, ACC
Connessione	Standard / International

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	4 kVp