

No: 20321-014

Braccio portatubo con 3 snodi



Dimensioni e peso

Lunghezza	1.3 [Meter]
-----------	-------------

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 132 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE
Classe di protezione sec. EN 60 601-1
Conforme a norme EN 60 601-1

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
----------------------	---------------