

No: 21191-081

Ampio set di strumenti chirurgici, \varnothing 4 mm



- La giusta forma e dimensione per ogni intervento
- Utilizzato in tutte le discipline chirurgiche specialistiche a cielo aperto

Dimensioni e peso

Diametro stelo 4 mm

Funzioni di base

Compatibilità VIO, ICC, ACC

Colore nero

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti max 95 °C

Sterilizzazione in autoclave max 138 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE IIb

Classe di protezione sec. EN 60 601-1

Conforme a norme EN 60 601-1

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione 1 pezzo/pezzi

Capacità elettrica massima 4.3 kVp