

No: 21191-066

Elettrodo a sfera

- La giusta forma e dimensione per ogni intervento
- Utilizzato in tutte le discipline chirurgiche specialistiche a cielo aperto



Dimensioni e peso

Dimensioni	ø 5 mm
Diametro stelo	4 mm
Lunghezza	110 mm

Funzioni di base

Forma / Caratteristica	retto/retta
Compatibilità	VIO, ICC, ACC
Flessibilità	rigido
Colore	nero

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzi
Capacità elettrica massima	4.3 kVp