

No: 21191-469

Elettrodo ad ago, rivestito



Dimensioni e peso

Dimensioni	ø 0,9 x 16 mm
Diametro stelo	2.4 mm
Lunghezza	83 mm

Funzioni di base

Forma / Caratteristica	retto/retta
Colore	blu

Superficie

Isolamento	isolato/isolata
Rivestimento	[PTFE-Beschichtung]

Pulizia e disinfezione

In confezione sterile	Ossido di Etilene
Prodotto monouso	si

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	10 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	4 kVp