

No: 21191-020

## Elettrodo ad ago

- La giusta forma e dimensione per ogni intervento
- Utilizzato in tutte le discipline chirurgiche specialistiche a cielo aperto



### Dimensioni e peso

Dimensioni	∅ 0,8 x 15 mm
Diametro stelo	4 mm
Lunghezza	120 mm

### Funzioni di base

Forma / Caratteristica	retto/retta
Compatibilità	VIO, ICC, ACC
Flessibilità	rigido
Colore	nero

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzi
Capacità elettrica massima	4.3 kVp