

No: 21191-320

Elettrodo ad ago



Dimensioni e peso

Dimensioni	ø 0,8 x 15 mm
Diametro stelo	2.4 mm
Lunghezza	120 mm

Funzioni di base

Forma / Caratteristica	retto/retta
Colore	blu

Pulizia e disinfezione

In confezione sterile	Ossido di Etilene
Prodotto monouso	si

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	10 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	4.3 kVp