

No: 20193-008

Elettrodo neutro in silicone conduttivo, monopartita



Dimensioni e peso

Superficie di contatto	500 cm ²
Lunghezza cavo	con cavo di connessione 40 cm
Dimensioni	295 x 172 mm mm

Funzioni di base

Connessione	Connessione ECG ø 4 mm
-------------	------------------------

Pulizia e disinfezione

Lavaggio manuale	Disinfezione per sfregamento o spruzzatura
------------------	--

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
----------------------	---------------