


No: 21191-134

## Elettrodo a sfera



- La giusta forma e dimensione per ogni intervento
- Utilizzato in tutte le discipline chirurgiche specialistiche a cielo aperto

### Dimensioni e peso

|                |        |
|----------------|--------|
| Diametro stelo | 2.4 mm |
| Lunghezza      | 240 mm |
| Dimensioni     | ø 8 mm |

### Funzioni di base

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Forma / Caratteristica | curvo         |
| Compatibilità          | VIO, ICC, ACC |
| Flessibilità           | rigido        |
| Colore                 | nero          |

### Pulizia e disinfezione

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Lavaggio in lavastrumenti    | max 95 °C  |
| Sterilizzazione in autoclave | max 138 °C |

### Norme

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Classificazione secondo 93/42 CEE     | IIb |
| Classe di protezione sec. EN 60 601-1 |     |
| Conforme a norme EN 60 601-1          |     |

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione

1 pezzo/pezzi

Capacità elettrica massima

4.3 kVp

---