

No: 20190-170

Manipolo elettrochirurgico con interruttore rocker



Dimensioni e peso

Diametro stelo	2.4 mm
Lunghezza cavo	con cavo di connessione 5 m

Funzioni di base

Compatibilità	VIO, ICC, ACC, unità non ERBE
Connessione	[International]

Pulizia e disinfezione

In confezione sterile	Ossido di Etilene
Prodotto monouso	si

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	25 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	5 kVp