


No: 20402-402

Criosonda flessibile, monouso



Dimensioni e peso

Dimensioni	ø 1,1 mm
Lunghezza	1150 mm

Funzioni di base

Flessibilità	flessibile
--------------	------------

Pulizia e disinfezione

In confezione sterile	Ossido di Etilene
Prodotto monouso	si

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	Ila
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	5 pezzo/pezzi
----------------------	---------------