

No: 20190-067



## Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con 2 tasti

### Dimensioni e peso

Lunghezza cavo	con cavo di connessione 4 m
Diametro stelo	2.35 mm

### Funzioni di base

Compatibilità	VIO, ICC, ACC, unità non ERBE
Connessione	[International]

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	6 kVp