

No: 20190-067



Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con 2 tasti

Dimensioni e peso

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Lunghezza cavo | con cavo di connessione 4 m |
| Diametro stelo | 2.35 mm |

Funzioni di base

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Compatibilità | VIO, ICC, ACC, unità non ERBE |
| Connessione | [International] |

Pulizia e disinfezione

| | |
|------------------------------|------------|
| Lavaggio in lavastumenti | max 95 °C |
| Sterilizzazione in autoclave | max 138 °C |

Norme

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Classificazione secondo 93/42 CEE | IIb |
| Classe di protezione sec. EN 60 601-1 | |
| Conforme a norme EN 60 601-1 | |

Ulteriori informazioni sul prodotto

| | |
|----------------------------|---------------|
| Unità per confezione | 1 pezzo/pezzi |
| Capacità elettrica massima | 6 kVp |