

No: 10140-200

VIO® 200 D



- Dosaggio automatico di potenza per tutte le tecniche di regolazione
- Potenza esattamente corrispondente all'indicazione
- Nuove funzioni CUT e COAG migliorate
- Configurazione variabile grazie al modulo prese
- Upgrade sempre disponibili per le specifiche discipline
- Utilizzo semplice, interattivo e sicuro grazie al display TFT e alla funzione FocusView
- Il sistema di sicurezza NESSY assicura assistenza interattiva, grazie alla visualizzazione a display, durante l'applicazione dell'elettrodo neutro.
- Programmi configurabili individualmente e in modo estremamente semplice: è possibile iniziare a lavorare subito dopo l'accensione del sistema.
- Funzione ReMode: 'comando a distanza' tramite l'impugnatura dello strumento o l'interruttore a pedale direttamente dal tavolo operatorio.
- Per soluzioni mediche specifiche, ad es. in discipline specialistiche quali gastroenterologia, ORL, broncologia oppure per procedure chirurgiche a livello ambulatoriale

Potenza d'uscita

Potenza massima di taglio	200 watt in 500 ohm
Potenza massima di coagulazione	fino a 120 watt
Sistema di sicurezza	NESSY
Frequenza	350 kHz

Connettore di rete

Frequenza rete	50 / 60 Hz
Potenza assorbita in standby	40 Watt
Potenza assorbita a massima potenza HF	500 Watt / 920 VA
Tensione di rete	100-120 / 220-240 Volt
Connessione equipotenziale	si

Dimensioni e peso

Larghezza x altezza x profondità	410 x 165 x 380 mm
Peso	9,5 kg

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo / pezzi
----------------------	-----------------

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	I
Conforme a norme EN 60 601-1	CF
Categoria UMDNS	11-490