

No: 10134-000

APC2: Argon Plasma Coagulation



- Procedura senza contatto, nessuna adesione della punta dello strumento
- Coagulazione efficace e omogenea sull'intera superficie, per un'emostasi e una devitalizzazione uniformi
- Migliore possibilità di dosaggio, quindi maggiore sicurezza d'applicazione
- Carbonizzazione, formazione di fumo e odori sgradevoli ridotti al minimo
- Metodo sicuro e praticamente privo di complicazioni

Dimensioni e peso

Larghezza x altezza x profondità	410 x 80 x 370 mm
Peso	4,8 kg

Fornitura di gas

Tipologia di gas	Argon 4.8 (99.998 %)
------------------	----------------------

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
----------------------	---------------

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Conforme a norme EN 60 601-1	CF
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	