

No: 20196-115

Cavo bipolare



Dimensioni e peso

Lunghezza cavo [4 m]

Funzioni di base

Compatibilità per resettoscopi OLYMPUS

Connessione [mit MF-Stecker]

Pulizia e disinfezione

Sterilizzazione in autoclave max 134 °C

Lavaggio in lavastrumenti max 95 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE I

Classe di protezione sec. EN 60 601-1

Conforme a norme EN 60 601-1

Ulteriori informazioni sul prodotto

Capacità elettrica massima 1 kVp

Unità per confezione 1 pezzo/pezzi